

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2509 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: XXXXXXXX

Made in China

MO2509

EN

Reversible cooling eye mask

Instructions:

- Put into the freezer for a minimum of 2 hours.
- Should only be applied and used for a recommended time of 20 minutes at anyone.
- Clean with a mild soap or detergent.
- Hand wash only.

Caution:

- Do not place any heavy objects on top of the eye mask.
- Discard if punctured.
- Do not swallow beads.
- Do not use it on infants.
- Place the eye mask with the plastic side facing down in the freezer to avoid the plush material sticking to the freezer.

DE

Wendbare, kühlende Augenmaske

Anleitung:

- Mindestens 2 Stunden lang in den Gefrierschrank legen.
- Sollte für max. 20 Minuten am Stück angewendet und benutzt werden.
- Mit einer milden Seife oder einem Waschmittel reinigen. Nur von Hand waschen.

Vorsicht!

- Keine schweren Gegenstände auf die Augenmaske legen.
- Bei Schäden/Perforation entsorgen
- Perlen nicht verschlucken.
- Nicht bei Kleinkindern verwenden.
- Legen Sie die Augenmaske mit der Kunststoffseite nach unten in den Gefrierschrank, damit das Plüschmaterial nicht am Gefrierschrank kleben bleibt.

FR

Masque réversible rafraîchissant pour les yeux

Instructions :

- Mettre au congélateur pendant au moins 2 heures.
- Ne doit être appliqué et utilisé que pendant une durée recommandée de 20 minutes à la fois.
- Nettoyer avec un savon doux ou un détergent.
- Laver à la main uniquement.

Attention :

- Ne pas placer d'objets lourds sur le masque oculaire.
- Jeter en cas de perforation.
- Ne pas avaler les billes.
- Ne pas l'utiliser sur des nourrissons.
- Placez le masque oculaire, face plastique vers le bas, dans le congélateur pour éviter que le tissu ne colle au congélateur.

ES

Máscara ocular refrigerante reversible

Instrucciones:

- Poner en el congelador durante un mínimo de 2 horas.
- Sólo debe aplicarse y utilizarse durante un tiempo recomendado de 20 minutos cada vez..
- Limpiar con un jabón o detergente suave.
- Sólo lavar a mano.

Precaución:

- No coloque objetos pesados encima de la máscara..
- Desechar si está perforado.
- No tragar las bolitas.
- No utilizar en lactantes.
- Coloca el antifaz con la cara de plástico hacia abajo en el congelador para evitar que el material de felpa se pegue al congelador..

IT

Maschera per gli occhi reversibile e rinfrescante

Istruzioni:

- Mettere nel congelatore per almeno 2 ore.
- Deve essere applicata e utilizzata solo per il tempo consigliato di 20 minuti alla volta.
- Pulire con un sapone o un detergente delicato.
- Lavare solo a mano.

Attenzione:

- Non posizionare oggetti pesanti sulla mascherina per gli occhi.
- Gettare se forata.
- Non ingerire le perle.
- Non utilizzarla sui neonati.
- Posizionare la mascherina per gli occhi con il lato in plastica rivolto verso il basso nel congelatore per evitare che il materiale di peluche si attacchi al congelatore.

NL

Verkoelend oogmasker voor tweezijdig gebruik

Instructies:

- Minimaal 2 uur in de vriezer leggen.
- Mag slechts 20 minuten per keer worden toegepast en gebruikt.
- Reinigen met een milde zeep of afwasmiddel.
- Alleen met de hand wassen.

Let op:

- Plaats geen zware voorwerpen op het oogmasker.
- Gooi weg als het wordt geperforeerd.
- Kralen niet inslikken.
- Niet gebruiken bij baby's.
- Plaats het oogmasker met de plastic kant naar beneden in de vriezer om te voorkomen dat het pluche aan de vriezer plakt.

PL

Dwustronna chłodząca maska na oczy

Instrukcja:

- Umieścić w zamrażarce na co najmniej 2 godzin.
- Powinien być stosowany i używany tylko przez zalecany czas 20 minut jednorazowo.
- Czyścić łagodnym mydłem lub detergentem.
- Tylko pranie ręczne.

Uwagi:

- Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na masce na oczy.
- Wyrzucić w przypadku przebicia.
- Nie połykać kulek.
- Nie stosować u niemowląt.
- Umieścić maskę na oczy w zamrażarce plastikową stroną do dołu, aby uniknąć przywierania pluszowego materiału do zamrażarki.